

## CENTRIX **EndoKit** Root Canal Therapy Zestaw do leczenia kanałowego

**LECZENIE KANAŁOWE ŁATWIEJSZE NIŻ KIEDYKOLWIEK**



**Trzy produkty - jeden zestaw**

### MicroAspirator

- Stosowany do osuszania kanałów.
- Usuwa szczątki powstałe w czasie mechanicznego czyszczenia kanałów.
- Usuwa podchlórek sodu, który traci reaktywność po trzeciej aplikacji, umożliwiając w ten sposób dalszą aplikację substancji aktywnych.
- Możliwe zamontowanie na aspiratorze chirurgicznym dowolnego unitu stomatologicznego.
- Przezroczysty - łatwiej kontrolować osuszanie.
- Usuwa bakterie, nie popycha ich w kierunku wierzchołka, jak ćwieki papierowe.




### Calciject

- Wodorotlenek wapnia o drobnej ziarnistości.
- Aplikator z pojedynczą dawką, z metalową, giętką końcówką.
- Łatwiejszy i szybszy w stosowaniu niż igły Lentulo.
- Cieniujący na zdjęciach rentgenowskich.



## Tempit

- Materiał do wypełnień tymczasowych.
- Nieznaczna dylatacja w czasie nakładania w celu zamknięcia górno-krawędziowego, gwarantuje brak przecieków.
- Posiada wysoką wytrzymałość mechaniczną, pomaga w leczeniu, zapewniając dobre umocowanie opatrunku.
- Zawiera siarczan wapnia i tlenek cynku.
- Nie zawiera eugenolu.



Osusz kanał



Nałóż wodorotlenek  
wapnia



Nałóż opatrunek

**Uwaga:** Wszystkie produkty w zestawie do leczenia kanałowego są przeznaczone do **jednorazowego użytku** - by zapobiec zakażeniom krzyżowym. Po użyciu produkt należy wyrzucić.

### OPAKOWANIE:

Każdy EndoKit™ zawiera dziesięć zestawów. W każdym znajduje się jedna końcówka MicroAspirator, aplikator Calciject napełniony wodorotlenkiem wapnia do leczenia kanałowego oraz aplikator Tempit napełniony floczerem do wypełnień tymczasowych leczonego zęba.

Jedno opakowanie EndoKit™ zawiera dziesięć zestawów do jednorazowego użytku; każdy zestaw zawiera jeden MicroAspirator, jedną dawkę Calciject oraz jedną dawkę Tempit.