

Kerr™

MAG

5/2024 | listopad-grudzień 2024



SimpliShade™ BULK FILL

Jeden kolor. Jeden etap. Po prostu.



elements™ IC



OptiBond™ Solo Plus,
OptiBond™ Universal,
OptiBond™ eXTRa Universal



CaviWipes

nowości • promocje • edukacja

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów z branży stomatologicznej.

OptiShade™

Optymalny, uniwersalny system kompozytowy

- **Łatwiejszy dobór koloru**
Szybszy i łatwiejszy dobór odcieni. OptiShade obejmuje wszystkie 16 klasycznych kolorów VITA przy użyciu zaledwie trzech: Light, Medium, Dark.
- **Technologia Adaptive Response Technology (ART)**
System wypełniacza ART to sprawdzona technologia zastosowana w Harmonize™, która pomaga wykonać wypełnienia o naturalnym wyglądzie, znakomitej wytrzymałości i niezrównanej estetyce.
- **Prostsze zarządzanie materiałami**
Z OptiShade zyskasz porządek w asystorze, skrócisz listę zamawianych produktów i ograniczysz do minimum ryzyko przeterminowania materiałów.
- **Uniwersalny system do wszystkich klas ubytków**
W przeciwieństwie do innych kompozytów o uproszczonej kolorystyce, systemu OptiShade można skutecznie używać do wszystkich klas ubytków, bez konieczności stosowania blokera.

Nr kat.	Kolor	Odpowiednik VITA
37111	Light – LT	A1, B1, B2, C1, D2
37112	Medium – MD	A2, A3, C2, D3, D4
37113	Dark – DK	A3.5, A4, B3, B4, C3, C4
37114	Bleach White – BW	Zęby wybielane
37115	Universal Opaque	Maskowanie przebarwień



SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ PROMOCYJNĄ U SWOJEGO DYSTRYBUTORA



dr n. med. **Maciej Mikołajczyk**



lek. dent. **Oskar Pluciński**



dr **Sanja Štefančić**, DMD, MSc, PhD, Chorwacja



dr n. med. **Maciej Mikołajczyk**



Dr Maciej Mikołajczyk, dr Sanja Štefančić, lek. dent. Oskar Pluciński są płatnymi konsultantami firmy Kerr.

Jeden kolor. Jeden etap. Po prostu.

SimpliShade™ BULK FILL
& SimpliShade™ BULK FILL FLOW



SimpliShade™ BULK FILL



Jeden etap

Kompozyt typu SingleFill™ nie wymaga oddzielnego nakładania wierzchniej warstwy. Udoskonalony mechanizm utwardzania sprawia, że materiał SimpliShade Bulk Fill łatwo polimeryzuje się do głębokości 5 mm w jednym etapie.



Prostota i trwałość

Materiał SimpliShade Bulk Fill cechuje się niską ścieralnością, wyższą wytrzymałością na zginanie i zmniejszonym skurczem polimeryzacyjnym, porównywalnym z materiałami typu bulk fill innych marek, co sprawia, że wykonane z niego odbudowy są odporniejsze i trwalsze.



Efekt kameleona

Unikalna struktura nanocząsteczek wypełniacza przypomina budowę naturalne szkliwo; światło odbija się i rozprasza w sposób praktycznie uniemożliwiający odróżnienie wypełnienia od naturalnych tkanek.

SimpliShade™ BULK FILL FLOW



Oszczędność czasu

Tylko jedna aplikacja warstwy do 5 mm przed nałożeniem warstwy wierzchniej.



Płynna praca

Samopoziomujące właściwości materiału sprawiają, że dokładnie wypełnia on wszystkie elementy anatomii zęba i łatwo dopasowuje się do dna ubytku.



Niski skurcz

Niski skurcz polimeryzacyjny i niskie napięcie skurczowe SimpliShade Bulkfill Flow zapewniają trwałe rezultaty kliniczne.



Większa pewność

Dzięki doskonałym właściwościom mechanicznym materiału, wykonywane odbudowy są trwałe i pewne.

SimpliShade™ BULK FILL

Opinie użytkowników



"SimpliShade Bulk Fill zrewolucjonizował moje podejście do wykonywania odbudów kompozytowych w trzonowcach i przedtrzonowcach. Jest też niezwykle wygodny i prosty w użyciu."

Dr n. med. Maciej Mikołajczyk*
Łódź, Polska



"SimpliShade Bulk Fill to rozwiązanie typu "3 w 1": uniwersalny kolor, idealna konsystencja, doskonale dopasowanie. Dzięki niemu praca jest prosta i skuteczna."

Prof. Joseph Sabbagh*
Bruksela, Belgia



"Kompozyt o wspaniałej konsystencji, pozwalającej na łatwą aplikację i modelowanie. Łatwa i prosta procedura, doskonale dopasowanie koloru."


Dr Dimitar Kosturkov*
Sofia, Bulgaria

* Płatny konsultant firmy Kerr.



Kompozyt typu flow (1) z warstwą SimpliShade Bulk Fill na wierzchu (2).

Zastosowanie płynnego kompozytu pozwala uszczelnić i wyrównać dno ubytku (maks. do 2 mm). Drugi krok to wypełnienie ubytku materiałem (do 5 mm).



Tylko Bulk Fill do wys. 5 mm

Jednoetapowe wypełnienie ubytku materiałem SimpliShade (maks do 5 mm).



OFERTA SPECJALNA TYLKO DO KOŃCA ROKU

SimpliShade™ BULK FILL

37211 Strzykawka SimpliShade Bulk Fill 4 g



+

260 zł

2 OPAKOWANIA

SimpliShade™ BULK FILL

37212 Zestaw 20 kompiuli unidose SimpliShade Bulk Fill (20x 0,25 g)



+

350 zł

2 OPAKOWANIA

SimpliShade™ BULK FILL FLOW

Opinie użytkowników



"Unikalna plastyczność, przy której doskonale sprawdza się zastosowanie techniki Snow-pow od Styletaliano."

Prof. Angelo Putignano*
Ancona, Włochy



"Rewelacyjny i innowacyjny kompozyt typu bulk fill flow. Doskonała szczelność brzeżna, szybka aplikacja z funkcją samopoziomowania, niski skurcz polimeryzacyjny."

Dr Iulian-Costin Lupu*
Iași, Romania



"Wyjątkowe połączenie wygody nakładania, niskiej przezierności i braku pęcherzyków powietrza z doskonałą widocznością na zdjęciach RTG."

Dr Hossam Kamel*
Aleksandria, Egipt

* Płatny konsultant firmy Kerr.



Adaptacja


Doskonała adaptacja materiału SimpliShade Bulk Fill Flow powoduje, że wypełnia on każdą przestrzeń anatomii zęba.



2 OPAKOWANIA W CENIE 1

SimpliShade™ BULK FILL FLOW

37217 Strzykawka płynnego kompozytu
SimpliShade Bulk Fill Flow (2x 2 g)



260 Zł
2 OPAKOWANIA

SimpliShade™ BULK FILL FLOW

37218 Zestaw 20 kompiuli unidose
SimpliShade Bulk Fill Flow (20x 0,25 g)



350 Zł
2 OPAKOWANIA

Rodzina OptiBond™ – przewodnik wyboru



Generacja	8. generacja	9. generacja	5. generacja	4. generacja
System	1-butelkowy	2-butelkowy	1-butelkowy	2-butelkowy
Zawartość wypełniacza	7%	15%	15%	48%
Grubość warstwy	5-10 mikronów	5-10 mikronów	5-10 mikronów	~ 60 mikronów
Wytrawianie	Samowytrawianie, wytrawianie całkowite i selektywne	Samowytrawianie, wytrawianie całkowite i selektywne	Wytrawianie całkowite	Wytrawianie całkowite

	OptiBond™ Universal	OptiBond™ eXTRa Universal	OptiBond™ Solo Plus	OptiBond™ FL
Wskazania				
Wypełnienia z kompozytów i kompomerów	✓	✓	✓	✓
Odbudowa zrębu zęba	✓	✓	✓	✓
Osadzanie wkładów, nakładów, koron, mostów i licówek	✓	✓	✓	✗ ¹
Osadzanie wkładów koronowo-korzeniowych	✓ ³	✓	✓ ³	✗ ¹
Naprawa kompozytów, uzupełnień na bazie metalu i ceramiki	✓	✓	✓	✓
Uszczelnianie wypełnień amalgamatowych	✓	✓	✓	✓
Substraty				
Zębina / szkliwo / szkliwo nieopracowane	✓	✓	✓	✓
Wszystkie rodzaje ceramiki szklanej w tym ceramika na bazie dwukrzemianu litu	✓	✓	✓ ²	✗ ¹
Podbudowy metalowe Tlenek cyrkonu/glinu	✓	✓	✓	✗ ¹
Dodatki				
Wytrawiacz Gel Etchant	● ⁴	● ⁴	●	●
Zastosowanie silanu	● ⁵	● ⁵	●	●
Zastosowanie primera do metalu	● ⁵	● ⁵	● ⁵	–
Tryb polimeryzacji bez dostępu światła Możliwość stosowania do cementowania	●	● ⁶	●	–
Kompatybilność pod względem adhezji				
Kompatybilny ze wszystkimi cementami kompozytowymi i materiałami do odbudowy zrębu	● ³	● ⁷	● ³	–
Legenda				
	✓ Zalecany	✓ ³ Produkt drugiego wyboru	● Tak	● Opcjonalnie
	✗ Niezalecany		● Nie	



Rodzina OptiBond™

Bogata historia sukcesów klinicznych sprawiła, że marka OptiBond stała się referencją dla wszystkich potrzeb związanych z adhezją.

Oferuje gamę produktów do wszystkich typów procedur i technik wytrawiania, gwarantującą wysokie siły łączenia, wszechstronność i ochronę przed mikroprzeciekami na każdym etapie.

Wszystkie systemy wiążące OptiBond zawierają opatentowany monomer GPDM, uchodzący za "złoty standard" w adhezji. GPDM zapewnia bardziej skuteczną i pewną adhezję do tkanek zęba i materiałów na bazie żywic niż inne monomery:

- kwaśna grupa fosforanowa skutecznie wiąże bond z hydrofilową powierzchnią zęba,
- obecność większej liczby metakrylanowych grup funkcyjnych w porównaniu z innymi monomerami, jak np. MDP, umożliwia skuteczniejszą adhezję do hydrofobowych materiałów na bazie żywic.

Takie połączenie składników zapewnia lepszą kompatybilność zarówno z naturalnymi tkankami, jak i materiałami kompozytowymi oraz ogólną, większą siłę wiązania.

OptiBond™ Solo Plus

KUP ZESTAW 2X OPTIBOND SOLO PLUS W SPECJALNEJ CENIE.

Jednobotelkowy system wiążący typu total-etch

System wiążący z wypełniaczem – OptiBond™ Solo Plus zawiera 15% wypełniacza o średnicy 0,4 μ

Oparty na etanolu – promotory adhezji rozpuszczone są w alkoholu etylowym, co zmniejsza potrzebę aplikacji wielu warstw, w porównaniu z bondami opartymi na acetonie.

Wszechstronne zastosowanie – skuteczność w procedurach bezpośrednich i przy osadzaniu uzupełnień protetycznych, w środowisku wilgotnym i suchym.

2x **60561** OptiBond Solo Plus Refill 3 ml



Cząsteczki wypełniacza wzmacniają strefę hybrydową i penetrują kanaliki zębinowe.

2x



145 ZŁ

BUTELKA

290 ZŁ/
ZESTAW

OptiBond Universal

Uniwersalny, jednoetapowy system wiążący

1x 36519 OptiBond Universal Bottle Refill 5 ml



Potwierdzona siła łączenia

Monomer OptiBond GPDM i innowacyjny system rozpuszczalnika zapewniają niezawodne łączenie z zębinią i szkliwem oraz wszechstronność zastosowań.



Ochrona przed nadwrażliwością pozabiegową

Hydrofilowe właściwości OptiBond Universal to doskonała penetracja kanalików zębinowych, zabezpieczenie przed mikropreciekaniem i ochrona przed wrażliwością pozabiegową.



Wyjątkowa wszechstronność zastosowań

Sprawdzona formuła OptiBond Universal pozwala na stosowanie z różnymi substratami i technikami przygotowania tkanek.



Jedna butelka – jedna warstwa

OptiBond Universal to łatwość użycia i skuteczność łączenia już po nałożeniu pojedynczej warstwy.




260 Zł




Prostota bez kompromisów.

Technologia OptiBond Universal umożliwia doskonałą penetrację kanalików zębinowych, zapewniając wyjątkowo wysoką siłę wiązania i ochronę przed nieszczelnością i nadwrażliwością zabiegową, przy czasie aplikacji wynoszącym tylko 30 sekund. Wyjątkowe właściwości nanotrąjące oferują skuteczniejsze trawienie szkliwa niż inne jednoskładnikowe systemy wiążące: wytrawiana warstwa jest grubsza, co skutkuje wyższą retencją i siłą wiązania.




Nieopracowane szkliwo: 50 000 x, OptiBond Universal



Kanaliki zębinowe 2 000x – OptiBond Universal




Nieopracowane szkliwo: 50 000 x, konkurencyjna marka



Kanaliki zębinowe 2 000x – konkurencyjna marka


Odbudowy bezpośrednie



Korony



Licówki



OptiBond™ eXTRa Universal

Uniwersalny dwubutelkowy system wiążący.

1x **36658** OptiBond eXTRa Universal Bottle Kit

Zestaw zawiera:

Primer (5 ml), Adhesive (5 ml),

50 aplikatorów, 25 tacek.



535 Zł

Dwie butelki. Jedna, prosta procedura.



Przed utwardzeniem materiał OptiBond™ eXTRa Universal charakteryzuje się bardzo niskim pH sprzyjającym skutecznemu wytrawianiu szkliwa. Po utwardzeniu pH zmienia się na obojętne, dzięki czemu materiał gwarantuje niezwykłą zgodność z kompozytami i materiałami stosowanymi do odbudowy zębów, eliminując tym samym konieczność użycia jakichkolwiek produktów pomocniczych.

Możliwość stosowania pojedynczego protokołu do wszystkich wskazań: od wypełnień do uzupełnień protetycznych, w połączeniu z dowolnym rodzajem materiału na bazie żywic – system OptiBond™ eXTRa Universal zapewnia przewidywalne, doskonałe rezultaty. Niezawodny tryb utwardzania w ciemności, w połączeniu z cementem NX3, **gwarantuje niezwykle prostą i szybką pracę.**




OptiBond™ eXTRa Universal

+



NX3™

+




Wytrawiacz

+



Aktywator podwójnego utwardzania

+



Silan*

+



Lampa polimeryzacyjna

=

TYLKO
2

* OptiBond eXTRa Universal Adhesive można użyć zamiast silanu, eliminując konieczność użycia jakiegokolwiek dodatkowego produktu.

Maxcem Elite™

**KUP ZESTAW 2 OP. MAXCEM ELITE
W SPECJALNEJ CENIE**

Uniwersalny Cement Kompozytowy

Samotrawiący, samoadhezyjny
cement kompozytowy.

Opakowanie zawiera
2 strzykawki po 5 g każda.

2x **34058** i pozostałe Maxcem Elite Refill

2x



330 Zł

OPAKOWANIE

660 Zł/
ZESTAW

Jeden cement do wszystkich wskazań.



To, co najlepsze z obu światów

Ciesz się prostotą cementu samoadhezyjnego i pewnością, jaką daje cement adhezyjny w połączeniu z uniwersalnym systemem wiążącym. Maxcem Elite i Maxcem Elite Chroma zapewniają doskonałej jakości adhezję prac pośrednich przy cementowaniu ze światłem, bez dostępu światła i w trybie dualnym.



Uniwersalna kompatybilność

Dzięki zastosowaniu jednego cementu do wszystkich prac pośrednich Twoja praca będzie łatwiejsza. Cementy kompozytowe Maxcem Elite i Maxcem Elite Chroma są kompatybilne ze wszystkimi* rodzajami podłoża i odbudów pośrednich, w tym z porcelany, porcelany na metalu i materiałów CAD/CAM.



Wzmocniona siła wiązania

Samotrawiący, samoadhezyjny cement Maxcem Elite w porównaniu z innymi cementami samoadhezyjnymi oferuje jedną z najwyższych sił wiązania, zarówno w środowisku suchym, jak i mokrym.




Inteligencja i prostota


Technologia usuwania nadmiarów One-peel™ jeszcze bardziej ułatwia pracę. Dodatkowo, w wersji Maxcem Elite Chroma różowy kolor cementu zanika w fazie żelu, informując o optymalnym czasie usuwania nadmiarów. Bez ręcznego mieszania, przechowywania w lodówce i zgadywania – cementowanie i usuwanie nadmiarów za każdym razem jest tak samo proste.

Długotrwała estetyka


Uniwersalny cement kompozytowy Maxcem Elite i Maxcem Elite Csystem hroma zapewnia długotrwałą stabilność koloru i wyjątkową estetykę. Unikalny, potwierdzony badaniami system inicjujący reakcję redoks, stosowany również w NX3 Nexus™, zmiany koloru wywołane upływem czasu są praktycznie niedostrzegalne.



Maxcem Elite™ vs. inne cementy samoadhezyjne




Kompatybilność of Maxcem Elite™ z systemami wiążącymi




Procedury

I. Przygotowanie odbudowy


Dwukrzemian litu/ Porcelana 30 PSI Metal/Cyrkon 60 PSI
Kompozyt 15 PSI




II. Przygotowanie systemu wiążącego




IIIa. Aplikacja systemu wiążącego*



IIIb. Cementowanie odbudów pośrednich (oprócz licówek)



IV. Cementowanie licówek





NADANIE KSZTAŁTU

Extra-Coarse
80 µm



WYKAŃCZANIE

Coarse / Medium
40 µm



POLEROWANIE

Fine
20 µm



NADAWANIE POŁYSKU

Extra-Fine
10 µm

OptiDisc™

Krażki do opracowania wstępnego i polerowania

Zakończ tak dobrze, jak zacząłeś! Sukces leczenia zachowawczego zależy w równym stopniu od prawidłowego rozpoczęcia zabiegu, jak i od ostatecznego wykończenia i wypolerowania wypełnienia.

Krażki do wykańczania i polerowania wypełnień OptiDisc umożliwiają osiągnięcie spektakularnych rezultatów, porównywalnych z naturalnym wuzębieniem. Teraz jeszcze łatwiejsze w identyfikacji.

POZNAJ OPTIDISC



ELASTYCZNE I PRECYZYJNE

Krótsze trzymadełko i elastyczność krawców zapewniają łatwiejszy dostęp do zębów bocznych i innych trudno dostępnych przestrzeni. Przezroczysty materiał krawca zapewnia doskonałą widoczność pola zabiegowego w trakcie pracy, gwarantując wyższą precyzję podczas wykańczania i polerowania wypełnień.



Precyzyjne



Elastyczne



Przezroczyste



Strona pracująca



Strona niepracująca



OptiDisc

16 mm



KRÓTKIE



Konkurencyjne krażki


24 mm



STANDARDOWE

GOTOWE DO UŻYCIA, DŁUGOTRWALA SKUTECZNOŚĆ


Krażki OptiDisc wykonane są z poliestru pokrytego cząstkami tlenku glinu. Warstwa abrazyjna jest wolna od kleju, co oznacza, że po założeniu na trzymadło krążek jest gotowy do pracy!




Kerr OptiDisc™




Extra-Coarse



Coarse/Medium




Fine




Extra-Fine


Konkurencyjne krążki




Extra-Coarse



Coarse/Medium



Fine



Extra-Fine

Zdjęcia z mikroskopu skaningowego przedstawiające warstwę abrazyjną na powierzchni dwóch rodzajów krążków

Zdjęcia dzięki uprzejmości dr. Jean-Pierra Salomona, Francja

OptiDisc™ Mini Kit

4188 OptiDisc™ Mini Kit 12.6 mm (120 szt.)

- Zawartość
- ø 12,6 mm:
- 30/Extra-Coarse,
- 30/Coarse,
- 30/Fine,
- 30/Extra-Fine,
- 1x standardowe trzymadło,
- 1x krótkie trzymadło,
- 1x OptiShine.



175 zł

OptiDisc™ Mandrel Refill

Opakowanie mandrylek do krążków OptiDisc. Zawiera 5 szt trzymadełek standard lub short.

1x **195** i pozostałe OptiDisc mandrylki



99 zł

Jednoetapowe oczyszczanie i polerowanie


Cząsteczki wulkanicznego perlitu (naturalnej krzemionki) zmieniają właściwości abrazyjne w trakcie zabiegu.

Czyszczenie

W pierwszych sekundach działania pasta ma właściwości ściernie – skutecznie oczyszczające powierzchnię zębów.

Polerowanie

Po kilku sekundach pracy, pod naciskiem, cząsteczki perlitu zaokrąglają się, a pasta staje się pastą polerską zapewniającą wysoki połysk.



Cleanic™

KUP ZESTAW 2 OP. PASTY POLERUJĄCEJ CLEANIC W SPECJALNEJ CENIE.

Jedyna pasta profilaktyczna, która – w trakcie jednoetapowego postępowania – gwarantuje wybitne efekty oczyszczania i polerowania i jest jednocześnie łagodna dla szkliwa i zębiny.

Dostępna w 3 wersjach smakowych: mięta, zielone jabłuszko, jagoda i Light bez dodatków smakowych i barwników.

2x **3183** i pozostałe Cleanic 100 ml

2x



75 Zł
OPAKOWANIE
150 Zł
ZESTAW

Pro-Cup™

Gumki Pro-Cup™ zapewniają ekonomiczną aplikację past profilaktycznych, bez rozpryskiwania. Specjalne, spiralnie ułożone blaszki zewnętrzne i wewnętrzne powodują przemieszczanie pasty i śliny w kierunku krawędzi gumki.

1x **990/30** i pozostałe Pro-Cup Latch-type

Zestaw zawiera 30 gumek Soft (jasnoniebieskie) lub Hard (ciemnoniebieskie).



102 Zł

CaviWipes

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni nasączone płynem CaviCide.


- doskonała jakość
- szybkie i skuteczne działanie
- wygodne w użyciu
- opakowanie zawiera 160 chusteczek

1x **4731160/12** CaviWipes kanister



32 ZŁ

**SKUTECZNE
PRZECIWIW
KORONAWIRUSOWI
(SARS-CoV-2)**



* Badanie wykonane zgodnie z normą EN14476 przy użyciu MVA (zmodyfikowanego wirusa krowianki Ankara) jako zastępstwa odpowiadającego wirusowi otoczkowemu.

OptiDam

Trójwymiarowy, anatomiczny koferdam.

1x **5200** i pozostałe OptiDam Intro Kit

Zestaw Intro Kit Posterior lub Anterior;
10x OptiDam™ Posterior lub Anterior;
1x anatomiczna ramka



100 ZŁ

+ SoftClamp

1x **5250** SoftClamp General Kit

Zestaw zawiera 5 klamer



160 ZŁ

PREMIERA 2024

elements™ Connect & Apex Connect

Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny i endometr

Bezpieczna droga do celu

Pewność i bezpieczeństwo

Lepsza widoczność pola zabiegowego i wyjątkowa niezawodność podczas każdego zabiegu. Pracuj pewnie i bezpiecznie dzięki elements Connect i Apex Connect. Intuicyjny wyświetlacz podaje długość roboczą w czasie rzeczywistym. Wyposażony w dwie wymienne baterie mikrosilnik zapewnia płynną pracę praktycznie każdym systemem pilików maszynowych.

Wszystko, czego potrzebujesz by osiągnąć cel.



Aby dowiedzieć się więcej zeskanuj kod lub wejdź na:
<https://to.kerrdental.com/pl/elements-connect-apex-connect>





Wszechstronność ruchów

Silnik elements Connect może pracować ruchem adaptacyjnym, recyprokalnym i rotacyjnym – pracuj, jak lubisz, bez konieczności zmiany techniki.

Zaprogramowane ustawienia

9 wstępnie zaprogramowanych ustawień pilników Kerr, 1 ustawienie recyprokalne i 4 konfigurowalne ustawienia.

Praca bez przerw

W zestawie znajdują się dwie wymienne baterie, aby jedna z nich była zawsze naładowana, dzięki czemu zabiegi można bezpiecznie wykonywać bez przerwy.

Wbudowana dokładność

Dokładność pomiarów zapewnia funkcja automatycznej autokalibracji Apex Connect, która aktywuje się za każdym razem, gdy urządzenie jest włączone.

Pewna praca

Informacja o aktualnej odległości od wierzchołka jest podawana w formie wartości liczbowej i graficznej, z dodatkowym sygnałem dźwiękowym przy osiągnięciu wierzchołka.

Dane do zamówień:
815-1801 Elements Connect Cordless Motor Kit
815-1803 Apex Connect Kit

OFERTA SPECJALNA TYLKO DO KOŃCA ROKU

elements™ Connect i Apex Connect

Kup zestaw elements™ Connect
i Apex Connect z 30% rabatem
Cena promocyjna: 10 000 zł
Cena regularna: 14 400 zł

RABAT 30%

10 000 zł

ZESTAW



Pilniki Zenflex + elements™ Connect + endometr Apex Connect za 1zł

Kup 100 op. Pilników Zenflex i odbierz
beprzewodowy mikrosilnik endodontyczny
elements Connect oraz endometr Apex Connect
Cena zestawu: 20 500 zł
Wartość zestawu: 35 245 zł

100x

20 500 zł

ZESTAW



WYMIENIĆ & ZYSKAJ

Potrzebujesz dobrego powodu,
żeby wypróbować produkty KERR?

Damy Ci DWA!

1. Oddaj nam swoje stare urządzenie do obturacji kanałów
2. Przy zakupie nowego urządzenia **Kerr Elements IC** w cenie **12 500 zł** otrzymasz zestaw produktów Kerr o wartości **6 250 zł GRATIS**



Łatwy w użyciu

swoboda i komfort pracy bezprzewodowej



Ergonomiczny

wygodny i dobrze wyważony



Ładowanie indukcyjne:

brak styków między bazą końcówką



Wypełnienie 3D

wysoka jakość obturacji kanałów korzeniowych



WYMIENIĆ & ZYSKAJ

Aby skorzystać z promocji skontaktuj się ze swoim przedstawicielem regionalnym Kerr. Oferta ograniczona czasowo – obowiązuje wyłącznie w okresie **4.11 – 29.11.2024**

Wymień & zyskaj: kompletny system Elements™ IC

Nowe urządzenie	Oddawane urządzenie	Wartość pakietu gratisowych produktów KERR (wg rekomendowanych cen detalicznych Kerr)	Zestaw produktów
Elements™ IC	ThermaFill	6 250 zł	3x Buchanan hand plugger (rozmiar, 0, 1, 2) 3x Buchanan plugger (rozmiar 04, 06 i 08 Fine-Medium) 3x Gutta Percha Cartridge (MEDIUM BODY) 2x OptiDisc Coarse-Medium 12,6 mm (4184) 1x OptiBond Universal Bottle refill 1x Maxcem Elite Standard Kit (zestaw 5x 5g) 2x OptiShade Universal Composite Syringe Light 4x OptiShade Universal Composite Syringe Medium 2x OptiShade Universal Composite Syringe Universal Opaque 2x SimpliShade Bulk Fill Syringe 4g 2x SimpliShade Bulk Fill Flow Syringe 2x 2g
Elements™ IC	Soft Core		
Elements™ IC	Gutta Core		
Elements™ IC	Touch n'Heat		
Elements™ IC	Obtura		
Elements™ IC	System B		
Elements™ IC	System B Cordless Set		
Elements™ IC	Calamus/BeeFill		
Elements™ IC	Elements Obturation Unit		
Elements™ IC	B&L SuperEndo		
Elements™ IC	EQ Master/EQ-V		
Elements™ IC	Gutta-Smart		
Elements™ IC	Elements Free		



**ZESTAW
PRODUKTÓW
GRATIS**

Warunki promocji

- Jeden gabinet może skorzystać maksymalnie z 1 promocji.
- Zawartość zestawu produktów gratisowych nie podlega modyfikacjom.
Nie przysługuje prawo wymiany towarów gratisowych na ekwiwalent w gotówce.
- Produkty otrzymane gratis w ramach promocji nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
- Lista produktów objętych promocją może ulec zmianie.
- Oferta nie łączy się z innymi promocjami. Wartość zestawu produktów gratisowych została obliczona w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny rekomendowane.
- Czas realizacji zamówień w ramach promocji wynosi ok. 4-6 tygodni.
- Oferta przeznaczona wyłącznie dla klientów detalicznych prowadzących działalność na terytorium Polski.
- Oferta ważna w dniach 4.11 – 29.11.2024
- Oferta dostępna u wybranych autoryzowanych dystrybutorów Kerr.

Build-It™ FR Mini-Mix

Materiał do odbudowy zrębu zęba nadaje się do bezpośredniego nakładania i nie spływa, co ułatwia aplikację, podwójnie utwardzalny (światło- i samoutwardzanie), dla maksymalnej elastyczności, widoczny na zdjęciach rtg, w celu łatwej identyfikacji obszarów brzeżnych.

1x **N32FA** i pozostałe Build-It FR Mini-Mix (zestaw 4 strzykawek)

Zestaw zawiera:

4x 4 ml strzykawki z materiałem,
20 końcówek mieszających,
20 końcówek wewnętrznych



315 Zł

Breeze™

Samoadhezyjny cement kompozytowy o doskonałej retencji do osadzania koron, mostów, wkładów i nakładów.

1x **N97** Breeze Intro Kit

Zestaw zawiera:

3x 4 ml/ 7.8 g strzykawki A2,
1x 4 ml/ 7,8 g strzykawka Translucent,
1x 4 ml/ 7,8 g strzykawka Opaqueous White,
1x 3 ml/ 2.5 g butelka Silane,
40 końcówek Auto-Mix,
10 końcówek wewnętrznych



580 Zł

FibreKleer™ 4x TAPERED

1x **N83B** FibreKleer 4x TAPERED

Zestaw zawiera:

po 5 szt. wkładów FibreKleer
4x Tapered – o śr. 1,25 mm (czarne),
1,375 mm (fioletowe), 1,50 mm (zielone);
po 1 szt. wiertel o śr. 1,25 mm,
1,375 mm, 1,50 mm



540 Zł

Procedura 1

Breeze™

Build-It™ FR

FibreKleer™ 4x



1 Opracować kanał wiertłem o odpowiedniej średnicy.



2 Sprawdzić dopasowanie wkładu FibreKleer 4x.



3 Przyciąć wkład FibreKleer 4x do odpowiedniej długości poza jamą ustną i oczyścić alkoholem.



4 Nałożyć cement Breeze bezpośrednio do kanału.



5 Natychmiast umieścić wkład FibreKleer 4x w kanale i ustabilizować.



6 Utwardzić cement Breeze światłem lampy przez 40 sek. lub odczekać 4 min (samoutwardzanie).



7 Wytrawić i nałożyć system wiążący przed zastosowaniem materiału do obudowy zrębu koronowego.



8 Nałożyć i wymodelować materiał Build-It FR.



9 Utwardzać światłem lampy przez co najmniej 40 sek. z każdej strony lub odczekać 4 min.



10 Opracować odbudowę narzędziami obrotowymi z chłodzeniem wodnym.




11 Pobrać wycisk lub zastosować uzupełnienie tymczasowe.

Procedura 2 MONOBLOCK

Build-It™ FR

FibreKleer™ 4x



Opracować kanał wiertłem o odpowiedniej średnicy.



Sprawdzić dopasowanie wkładu FibreKleer 4x.



Przyjąć wkład FibreKleer 4x do odpowiedniej długości poza jamą ustną i oczyścić alkoholem.




Wytrawić zębinę wytrawiaczem w żelu.



Dokładnie wypłukać wytrawiacz.



Delikatnie osuszyć dmuchawką i sączkami papierowymi.



Pokryć ściany kanału i inne łączone powierzchnie podwójnie utwardzalnym materiałem wiążącym.



Sączkami papierowymi usunąć nadmiar materiału wiążącego.



Nałożyć materiał Build-It FR bezpośrednio do kanału.



Natychmiast umieścić wkład FibreKleer 4x w kanale i ustabilizować.



Utwardzać materiał światłem lampy przez 40 sek. lub odczekać 4 min.



Nałożyć i wymodelować materiał Build-It FR.



Utwardzać światłem lampy przez co najmniej 40 sek. z każdej strony lub odczekać 4 min.



Opracować odbudowę narzędziami obrotowymi z chłodzeniem wodnym.



Pobrać wycisk lub zastosować uzupełnienie tymczasowe.



ROZWIJAJ SIĘ RAZEM Z KERR

WEBINARY | WARSZTATY HANDS-ON | WYKŁADY

MISJĄ KERR JEST WSPIERANIE DENTYSTÓW W NIEUSTANNYM ROZWOJU

Zapraszamy na autorskie wykłady i warsztaty z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji prowadzone przez międzynarodowej sławy ekspertów.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ! Program każdego ze szkoleń został tak skonstruowany, aby spełnić oczekiwania zarówno początkujących stomatologów, jak i doświadczonych specjalistów. Warsztaty hands-on odbywają się w nowoczesnych centrach szkoleniowych w Europie.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA I WEBINARY NA ŻYWO

WEBINAR

STOM. ZACHOWAWCZA




22.11.2024, godz. 14.00 – 15.00

Interceptive and selective treatment using no-prep & ultra-conservative adhesive techniques: the missing protocols in tooth wear management

Dr. Didier Dietschi, DMD, PhD

WARSZTAT LIVE



PRAGA, CZECHY

29-30.11.2024, godz. 14.00 – 15.00

Mastering Direct and Indirect Veneers: A 2-Day Immersive Journey in Cosmetic Dentistry

Dr. Ahmed Tadfi BDS, BSc | Dr. Ajay Juneja, B.D.S, M.D.S.



WEBINAR

ENDODONCJA



13.12.2024, godz. 14.00 – 15.00

Root Canal Obturation anno 2024

Prof. Dr. Mariano Simón Pedano De Piero

**REJESTRACJA
I DALSZE
INFORMACJE**



<https://www.kerrdental.com/pl-pl/kursy-i-wydarzenia-stomatologic>

KERR AREA MANAGERS

wiedza • wsparcie • relacje



**woj. zachodniopomorskie,
lubuskie (płn.)**

Kamila Kien
Area Manager
tel. 600 019 418
kamila.kien@envistaco.com



**woj. pomorskie,
kujawsko-pomorskie, warmińsko-
mazurskie (zach.)**

Kamila Pietrzak
Area Manager
tel. 600 203 831
kamila.pietrzak@envistaco.com



**woj. podlaskie, mazowieckie,
warmińsko-mazurskie (wsch.)**

Krzysztof Okoński
Area Manager
tel. 695 951 134
krzysztof.okonski@envistaco.com



**woj. mazowieckie,
lubelskie (płn.)**

Monika Wasilewska
Area Manager
tel. 603 113 543
monika.wasilewska@envistaco.com



**woj. łódzkie,
mazowieckie**

Michał Baranowski
Area Manager
tel. 694 429 715
michal.baranowski@envistaco.com



**woj. podkarpackie,
lubelskie (płd.),
świętokrzyskie**

Aleksandra Chrząszcz
Area Manager
tel. 600 203 413
aleksandra.chrzaszcz@envistaco.com



**woj. śląskie,
małopolskie**

Michał Brzoza
Area Manager
tel. 606 908 574
michal.brzoza@envistaco.com



**woj. dolnośląskie,
opolskie**

Joanna Lewandowska
Area Manager
tel. 602 648 448
joanna.lewandowska@envistaco.com



**woj. wielkopolskie,
lubuskie (płd.)**

Ewelina Kobierska
Area Manager
tel. 695 951 280
ewelina.kobierska@envistaco.com



Nobel Biocare Polska Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | Polska | tel. +48 22 597 69 00 | fax: +48 22 597 69 07 | www.kerrdental.com

Niniejsza broszura nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mają charakter rekomendacji. Dostępność produktów u dystrybutorów może być ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany oferty i wycofania produktów. Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla profesjonalistów z branży stomatologicznej.

MKT-24-1624 ©2024 Kerr Corporation.

Wszelkie znaki towarowe stanowią własność Kerr Corporation.

Wszelkie prawa zastrzeżone.